

# Cepheid-Betriebssystemsoftware v1.0 Versionshinweise (Release Notes)

Dieses Dokument enthält neue Informationen, bekannte Einschränkungen und Erklärungen, die nicht im *Benutzerhandbuch für das GeneXpert®-System mit Touchscreen* behandelt wurden.

## Neue Software

Cepheid-Betriebssystemsoftware ist eine neue Software-Freigabe von Cepheid. Die Hauptmerkmale umfassen:

- **Workflow zum Erstellen eines Tests** – Die Software verwendet einen vereinfachten Workflow zur Durchführung von Tests und Ermittlung von Testergebnissen.
- **Lokalisierung** – Die Software ist in folgenden Sprachen erhältlich: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch und Schwedisch.
- **Unterstützung neuer Hardware** – Die Software ist kompatibel mit dem neuen GeneXpert-System mit Touchscreen.

## Bekannte Probleme

### Vorsicht:

Cepheid empfiehlt, die Übereinstimmung der an das LIS hochgeladenen Ergebnisse mit den GeneXpert-Testergebnissen nach jeder Änderung am GeneXpert- oder Host-System zu überprüfen, insbesondere (unter anderem) nach den folgenden Änderungen:

- Cepheid-Betriebssystemversion
- Version der GeneXpert Assay-Definition
- Kommunikationseinstellungen des GeneXpert Hosts
- Software- oder Konfigurationsänderungen der Host-Middleware
- Software- oder Konfigurationsänderungen des LIS

## Problem beim Erstellen von Tests

Die Host-Anforderung kann nicht geändert werden, nachdem die Anforderung für einen Test ausgewählt und bestätigt wurde. Um dem abzuhelpfen, verlassen Sie den Workflow „Test erstellen (Create Test)“, um die Host-Anforderung erneut auszuwählen.

## Allgemeine Probleme

1. Falls während eines Druckvorgangs der Benutzer das Drucken abbricht oder der Drucker nicht verbunden ist, erhält der Benutzer von der Cepheid-Betriebssystemsoftware die Meldung „Druckvorgang war erfolgreich (printing was successful)“. Der Benutzer muss vor Ausführen eines Druckvorgangs kontrollieren, ob der Drucker verbunden ist.
2. Wenn eine Datenbanksicherung gestartet wird, während Testergebnisse an einen Point-of-Care-Datenmanager (POCDM) hochgeladen werden, kann es sein, dass Testergebnisse mehrmals an den POCDM gesendet werden.

## **Cepheid-Betriebssystemsoftware v1.0 Versionshinweise (Release Notes)**

3. Wird auf der Registerkarte „Host-Kommunikationseinstellungen (Host Communication Settings)“ eine Portnummer eingegeben, die größer als 2.147.483.647 ist, und wird das Host-Kommunikationsprotokoll gewechselt, wird ein Fehlerdialogfeld angezeigt.
4. Das System ist so konfiguriert, dass Dateien durch einmaliges Antippen geöffnet werden. Doppeltes Antippen einer Datei (z. B. während des Assay-Imports) kann eine unbeabsichtigte Navigation zur Folge haben.
5. Werden Tests von einer älteren GeneXpert Software (GeneXpert Dx 5.3 und darunter) in die Cepheid-Betriebssystemsoftware abgerufen, werden die Fehlermeldungen zu diesen Tests nicht in die aktuelle, vom Benutzer ausgewählte Sprache übersetzt. Fehlermeldungen bleiben in der Sprache, in der sie ursprünglich entstanden sind.