

Note di release di Cepheid OS v1.0

Il presente documento contiene nuove informazioni, limitazioni note e chiarimenti non forniti nel *Manuale dell'operatore del sistema GeneXpert® con touchscreen*.

Nuovo software

Cepheid OS è un nuovo release di software di Cepheid. Le sue caratteristiche principali sono:

- **Flusso di lavoro Crea analisi** – Il software consente di creare un flusso di lavoro semplificato per l'esecuzione delle analisi e la determinazione dei risultati delle analisi.
- **Localizzazione** – Il software è disponibile nelle lingue seguenti: tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano, nederlandese, polacco, portoghese e svedese.
- **Nuovo supporto hardware** – Il software è compatibile con il nuovo sistema GeneXpert con touchscreen.

Problemi noti

Attenzione:

Cepheid consiglia di confermare che i risultati caricati al LIS corrispondano ai risultati dell'analisi GeneXpert dopo qualunque modifica apportata a GeneXpert o al sistema dell'host incluse, tra le altre, le seguenti modifiche:

- versione Cepheid OS;
- versione della definizione del saggio GeneXpert;
- impostazioni per la comunicazione con l'host di GeneXpert;
- modifiche al software middleware o alla configurazione dell'host;
- modifiche al software o alla configurazione del LIS.

Problema di creazione dell'analisi

Non è possibile modificare l'ordine di host dell'analisi dopo avere selezionato e confermato l'ordine dell'host per un'analisi. Per risolvere il problema, uscire dal flusso di lavoro Crea analisi (Create Test) per rifelezionare l'ordine dell'host.

Problemi generali

1. Durante l'operazione di stampa, se l'utente annulla la stampa o se una stampante non è connessa, l'utente riceverà il messaggio "Stampa riuscita" (Printing was successful) sul Cepheid OS. Prima di eseguire l'operazione di stampa, l'utilizzatore deve verificare che la stampante sia connessa.
2. Se si avvia il backup di un database durante il caricamento dei risultati di un'analisi in un gestore dati al punto di cura (POCDM), il risultato dell'analisi potrebbe essere inviato al POCDM più di una volta.
3. Nella scheda Impostazioni per la comunicazione con l'host (Host Communication Settings), se si inserisce un numero porta maggiore di 2.147.483.647 e il protocollo di comunicazione con l'host è cambiato, appare una finestra di dialogo.

Note di release di Cepheid OS v1.0

4. Il sistema è configurato per aprire i file con un tocco singolo. Un doppio tocco su un file (ad esempio durante l'importazione di un saggio) potrebbe involontariamente portare ad altre pagine.
5. Se si recuperano delle analisi da una versione precedente del software GeneXpert (GeneXpert Dx 5.3 e inferiore) su Cepheid OS, i messaggi di errore delle analisi non saranno tradotti nella lingua in uso selezionata dall'utente, bensì resteranno nella lingua in cui sono stati eseguiti in origine.