

## Informacje o oprogramowaniu Cepheid OS w wersji 1.0

Niniejszy dokument zawiera nowe informacje, znane ograniczenia i wyjaśnienia, które nie zostały opisane w *instrukcji obsługi systemu GeneXpert® z ekranem dotykowym*.

### Nowe oprogramowanie

Cepheid OS to nowe oprogramowanie wydane przez firmę Cepheid. Poniżej przedstawiono jego najważniejsze funkcje:

- **Tworzenie przepływu zadań testowania** — oprogramowanie wykorzystuje uproszczony cykl zadań dotyczący wykonywania testów i określania ich wyników.
- **Lokalizacja** — oprogramowanie jest dostępne w następujących wersjach językowych: w języku niemieckim angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, holenderskim, polskim, portugalskim i szwedzkim.
- **Obsługa nowych urządzeń** — oprogramowanie jest kompatybilne z nowym systemem GeneXpert z ekranem dotykowym.

### Znane problemy

#### Przeostroga:

Firma Cepheid zaleca sprawdzanie, czy wyniki przesłane do systemu LIS są zgodne z wynikami testów GeneXpert po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w systemie GeneXpert lub w systemie hosta, w tym zmian w zakresie między innymi poniższych parametrów:

- Wersja oprogramowania Cepheid OS
- Wersja definicji testu (ADF) GeneXpert
- Ustawienia komunikacji hosta GeneXpert
- Zmiany w konfiguracji lub zmiany oprogramowania pośredniczącego hosta
- Zmiany w konfiguracji lub oprogramowaniu systemu LIS

### Problem związany z tworzeniem badania

Po wybraniu i potwierdzeniu zlecenia hosta dla badania nie można zmienić zlecenia hosta danego badania. Aby rozwiązać ten problem, należy zamknąć procedurę *Utwórz badanie* (Create Test) w celu ponownego wybrania zlecenia hosta.

### Problemy natury ogólnej

1. Jeśli w trakcie drukowania użytkownik anuluje drukowanie lub drukarka nie będzie podłączona, oprogramowanie Cepheid OS wyświetli komunikat „wydrukowano pomyślnie” (printing was successful). Przed rozpoczęciem drukowania użytkownik musi sprawdzić, czy podłączono drukarkę.
2. W razie rozpoczęcia wykonywania kopii zapasowej bazy danych w trakcie przesyłania wyników badania do menedżera danych punktu opieki (POCDM, Point-Of-Care Data Manager) wynik danego badania może zostać wysłany do POCDM więcej niż jeden raz.

## Informacje o oprogramowaniu Cepheid OS w wersji 1.0

3. Po wprowadzeniu na karcie Ustawienia komunikacji hosta (Host Communication Settings) numeru portu większego niż 2 147 483 647 i przełączeniu protokołu komunikacji hosta pojawia się okno dialogowe z informacją o błędzie.
4. System jest skonfigurowany do otwierania plików za pomocą pojedynczego stuknięcia. Dwukrotne stuknięcie pliku (przykładowo podczas importowania testu) może skutkować niezamierzonym przejściem.
5. W razie pobrania do oprogramowania Cepheid OS badań z wcześniejszej wersji oprogramowania GeneXpert (GeneXpert Dx 5.3 i wersje wcześniejsze) komunikaty o błędach dla tych badań nie będą przetłumaczone na język aktualnie wybrany przez użytkownika. Komunikaty o błędach pozostaną w oryginalnym języku.