

## Cepheid OS v1.0 Frisläppandemeddelande

Detta dokument innehåller ny information, kända begränsningar och förtydliganden som inte beskrivs i *användarmanualen till GeneXpert®-systemet med pekskärm*.

### Ny mjukvara

Cepheid OS är en ny mjukvara från Cepheid. Nyckelfunktioner:

- **Skapa testarbetsflöde** – Mjukvaran använder ett förenklat arbetsflöde för att köra tester och avgöra testresultat.
- **Lokalisering** – Mjukvaran finns tillgänglig på följande språk: Tyska, engelska, spanska, franska, italienska, nederländska, polska, portugisiska och svenska.
- **Ny hårdvarusupport** – Mjukvaran är kompatibel med det nya GeneXpert-systemet med pekskärm.

### Kända problem

#### Försiktighet:

Cepheid rekommenderar att bekräfta att LIS-uppladdade resultat överensstämmer med GeneXpert-testresultat efter alla ändringar i GeneXpert- eller värdsystemet, inklusive (men inte begränsat till) följande:

- Cepheid OS version
- GeneXpert-assay definitionsversion
- GeneXpert-inställningar för värdkommunikation
- Ändringar i värdens mellanprogramvara eller konfiguration
- Ändringar i LIS-mjukvara eller konfiguration

### Problem med Skapa test (Create Test)

Testets värdbeställning kan inte ändras efter att du valt och bekräftat värdbeställningen för ett test. För att åtgärda detta, avsluta Skapa test (Create Test)-arbetsflödet och välj en ny värdbeställning.

### Allmänna problem

1. Om en användare avbryter en utskrift eller om en skrivare inte är ansluten när utskrift utförs, kommer användaren att få meddelandet "utskriften lyckades" ("printing was successful") på Cepheid OS. Användaren måste verifiera att skrivaren är ansluten innan utskrift utförs.
2. Om databasens backup initieras samtidigt som testresultaten laddas upp till en patientnära datahanterare (POCDM), kan det hända att ett testresultat skickas till POCDM mer än en gång.
3. I fliken Inställningar för värdkommunikation (Host Communication Settings) kommer en feldialogruta visas om ett portnummer större än 2 147 483 647 matas in och värdkommunikationsprotokollet byts.

## **Cepheid OS v1.0 Frisläppandemeddelande**

4. Systemet är inställt på att öppna filer med ett klick. Dubbelklick på en fil (t.ex. under import av en assay) kan leda till oavsiktlig navigering.
5. Om tester hämtas från en tidigare GeneXpert-mjukvara (GeneXpert Dx 5.3 eller tidigare) till Cepheid OS kommer felmeddelanden från de testen inte att visas på aktuellt språk som användaren har valt. Felmeddelanden kommer att fortsätta visas på det språk som testerna ursprungligen kördes med.