

Tworzenie badania

Na karcie EKRAN GŁÓWNY (HOME) dotknij przycisku **NOWE BADANIE (NEW TEST)**. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wprowadzić informacje dotyczące badania i załadować kartridż.

NEW TEST

Wyświetlanie wyników i raportu


1. Dotknij karty **WYNIKI (RESULTS)**.
2. Wybierz testy do wyświetlenia.
3. Dotknij przycisku **RAPORT (REPORT)**, aby wyświetlić test.
4. Dotknij przycisku **Zapisz (Save)**, aby zapisać raport.
5. Dotknij przycisku **Drukuj (Print)**, aby wydrukować raport.

REPORT

Wyłączanie systemu

UWAGA: System należy ponownie uruchamiać zgodnie z potrzebą lub harmonogramem konserwacji cotygodniowej. Przed wykonaniem tego zadania należy upewnić się, że nie są wykonywane żadne testy.

1. Dotknij przycisku Start systemu Windows, dotknij ikony Zasilanie (Power) i wybierz pozycję **Zamknij (Shut Down)**.
2. Poczekaj około 10 sekund na zamknięcie systemu Microsoft Windows i naciśnij przełącznik zasilania z tyłu ekranu dotykowego.
3. Naciśnij przełącznik zasilania z tyłu aparatu GeneXpert.



Czyszczenie tłoków i wnętrza modułów

Częstotliwość: Co kwartał

Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi.

1. Dotknij karty **ADMINISTRACJA (ADMIN) > Aparat (Instrument) > Konserwacja tłoka (Plunger Rod Maintenance)**.
2. Wybierz moduły i dotknij przycisku **WYCZYŚĆ (CLEAN)**.
3. Zwilżyć ściereczkę bezpyłową roztworem 1:10 domowego wybielacza chlorowego. Przetrzyj 3 razy tłok i całe wnętrze modułu roztworem wybielacza, za każdym razem pozostawiając wybielacz na powierzchniach przez 2 minuty.
4. Zwilż ściereczkę bezpyłową 70% etanolem lub etanolem denaturowanym. Przetrzyj tłok i całe wnętrze modułu roztworem etanolu, aby usunąć pozostałości wybielacza.
5. Przesuń tłok do góry i dotknij przycisku **ZAKOŃCZ (COMPLETE)**.

Importowanie pliku definicji testu

(jeśli dotyczy)

Pliki ADF należy zaimportować z dostarczonej płyty CD. Niektóre z nich można pobrać z witryny internetowej firmy Cepheid.

1. Pobierz plik ADF na ekran dotykowy.
2. Dotknij karty **ADMINISTRACJA (ADMIN)**, a następnie przycisku **ZARZĄDZANIE TESTAMI (MANAGE ASSAYS)**.
3. Dotknij przycisku **IMPORTUJ TEST (IMPORT ASSAY)**.
4. Przejdź do pliku ADF. Dotknij przycisku **Otwórz (Open)**.

IMPORT ASSAY

Archiwizowanie i usuwanie

Częstotliwość: Archiwizowanie i usuwanie należy wykonywać zgodnie z potrzebą i harmonogramem konserwacji comiesięcznej.

1. Dotknij karty **ADMINISTRACJA (ADMIN)**.
2. Dotknij przycisku **ARCHIWIZACJA BADAŃ (ARCHIVE TESTS)**.
3. Dotknij przycisku **Zaznacz wszystko (Select All)** lub zaznacz poszczególne badania do zarchiwizowania lub usunięcia.
Opcjonalnie:
W razie potrzeby zaznacz opcję **Usuwanie wybranych badań z listy po archiwizacji (Purge Selected Tests from List after Archiving)**.
Opcja **Ukryj identyfikatory (Cloak IDs)** umożliwia ukrycie informacji wrażliwych dotyczących pacjenta.
4. Dotknij przycisku **ZARCHIWIZUJ (ARCHIVE)**, aby zarchiwizować pliki w lokalizacji pamięci.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi systemu GeneXpert z ekranem dotykowym lub w instrukcji użycia testu.

Przetłumaczoną wersję niniejszego dokumentu można pobrać z dostarczonej płyty CD.

Wsparcie techniczne

Przed skontaktowaniem się z Centrum wsparcia klienta firmy Cepheid należy przygotować następujące informacje:

- nazwa produktu
- numer serii kartridża i odczytnika
- numer seryjny systemu
- komunikaty o błędach
- wersja oprogramowania.

Utwórz zgłoszenie online:
<https://www.cepheid.com/support>.

USA

Telefon: +1 888 838 3222
techsupport@cepheid.com

Francja

Telefon: +33 563 825 319
support@cepheideurope.com



Skrócony przewodnik podręczny

System GeneXpert® z ekranem dotykowym



302-5482-PL Wer. A Marzec 2022r


1

Rozpakowywanie, ustawianie i podłączanie systemu

Ustaw aparat na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni.

⚠ Unikaj ustawiania wielu aparatów blisko siebie lub blisko nawiewu. Zapewnij co najmniej 5 cm (2 cale) przestrzeni wokół aparatu.

1. Podłącz przewody zasilające (1, 2 i 4).
2. Ostrożnie obróć srebrne złącze w prawo, aby podłączyć przewód zasilający.
3. Podłącz niebieski kabel sieciowy (3) do aparatu i portu Sieć (Network) z tyłu ekranu dotykowego.
4. Włącz aparat GeneXpert.
5. Włącz ekran dotykowy.




Włączanie

2

Logowanie i zmienianie nazwy urządzenia

1. Przesuń palcem w górę na ekranie systemu Windows i wprowadź domyślne hasło: **cphd**.
2. Uruchomi się oprogramowanie Cepheid OS i wyświetlone zostaną zadania zarządzania bazą danych. Dotknij przycisku **Nie (No)**.
3. Dotknij karty **ADMINISTRACJA (ADMIN)**, a następnie przycisku **Ustawienia ogólne (General Settings)**.
4. Dotknij przycisku **Edytuj (Edit)** i zmień nazwę systemu. (Zaleca się użycie nazwy ośrodka i numeru seryjnego.)
5. Zaznaczyć opcję **Logowanie przy użyciu identyfikatora instytucji (Login with Institutional ID)**, aby umożliwić skanowanie identyfikatorów.



3

Dodawanie administratora i użytkowników podstawowych

Dodawanie lokalne:

1. Dotknij karty **ADMINISTRACJA (ADMIN)**, a następnie przycisku **UŻYTKOWNICY (USERS)**.
2. Dotknij przycisku **Dodaj użytkownika (Add User)**.
3. Zdefiniuj administratora.
4. Dotknij przycisku **Potwierdź (Confirm)**.
5. Aby dodać kolejnego użytkownika, ponownie dotknij przycisku **Dodaj użytkownika (Add User)**.



Dodawanie użytkowników w systemie zarządzania danymi:

Zapoznaj się z instrukcją obsługi.

4

Konfigurowanie ustawień blokady kontroli jakości

1. Dotknij karty **ADMINISTRACJA (ADMIN)**, a następnie przycisku **USTAWIENIA BLOKADY KONTROLI JAKOŚCI (QC LOCKOUT SETTINGS)**.
2. Skonfiguruj ustawienia blokady kontroli jakości zgodnie z wymaganiami instytucji.
3. Dotknij przycisku **Potwierdź (Confirm)**.



5

Raport kwalifikacji instalacji


1. Po zakończeniu instalacji dotknij karty **ADMINISTRACJA (ADMIN)**, a następnie przycisku **RAPORTY (REPORTS)**.
2. Dotknij pozycji **KWALIFIKACJA INSTALACJI (INSTALLATION QUALIFICATION)**, aby wygenerować, podpisać i zapisać raport.



6

Zamykanie oprogramowania Cepheid OS / Logowanie do systemu Windows

1. Zamknij oprogramowanie Cepheid OS.
2. Dotknij pozycji **Menu użytkownika (User Menu) > Zamknij (Exit)**.



7

Ustawianie daty, godziny i języka (jeśli dotyczy)

1. Dotknij i przytrzymaj ikonę Start systemu Windows i wybierz pozycję **Ustawienia (Settings)**.
2. Dotknij pozycji **Czas i język (Time & Language)**.
3. Dotknij pozycji **Język (Language)**, a następnie przycisku **Dodaj język (Add a Language)**.
4. Wybierz **Język (Language)** i dotknij przycisku **Zainstaluj (Install)**.
5. Dotknij pozycji **Data i godzina (Date & Time)**.
6. Wybierz strefę czasową.
7. Ponownie uruchom ekran dotykowy.

8

Podłączanie do sieci

Dostępne są dwie opcje podłączania systemu do intranetu instytucji:

Wi-Fi

1. Podłącz dostarczoną kartę Wi-Fi do portu USB z tyłu ekranu dotykowego.
2. Wybierz sygnał Wi-Fi. W razie potrzeby zainstaluj sterownik.

Ethernet

1. Podłącz kabel Ethernet do portu Sieć (Network) z tyłu ekranu dotykowego.

