

Crear una prueba

En la pantalla INICIO (HOME), toque **NUEVA PRUEBA (NEW TEST)**. Siga las indicaciones para introducir la información de la prueba y cargar el cartucho.

NEW TEST

Ver los resultados y el informe


1. Toque la pestaña **RESULTADOS (RESULTS)**.
2. Seleccione las pruebas que desee ver.
3. Toque **INFORME (REPORT)** para ver una prueba.
4. Toque **Guardar (Save)** para guardar un informe.
5. Toque **Imprimir (Print)** para imprimir un informe.

REPORT

Apagar el sistema

NOTA: Reinicie el sistema según sea necesario o según el programa de mantenimiento semanal. Al realizar esta tarea, asegúrese de que no se estén realizando pruebas.

1. Toque el menú Inicio (Start) de Windows, toque el icono de encendido/apagado y seleccione **Apagar (Shut down)**.
2. Espere aproximadamente 10 segundos a que Microsoft Windows se apague y pulse el interruptor de encendido/apagado en la parte posterior de la pantalla táctil.
3. Pulse el interruptor de encendido/apagado en la parte posterior del instrumento GeneXpert.



Apagado

Importe los archivos de definición del ensayo (si procede)

Importe los ADF del CD que se incluye. Algunos ADF pueden descargarse del sitio web de Cepheid.

1. Descargue el ADF de su pantalla táctil.
2. Toque **ADMIN** y, a continuación, **ADMINISTRAR ENSAYOS (MANAGE ASSAYS)**.
3. Toque **IMPORTAR ENSAYO (IMPORT ASSAY)**.
4. Desplácese hasta el archivo ADF. Toque **Abrir (Open)**.

IMPORT ASSAY

Archivar y purgar

Frecuencia: Archive y purgue según sea necesario según su programa de mantenimiento mensual.

1. Toque la pestaña **ADMIN**.
2. Toque **ALMACENAR PRUEBAS (ARCHIVE TESTS)**.
3. Toque **Seleccionar todo (Select All)** o seleccione pruebas individuales para su archivo o eliminación. Opcional: Seleccione **Purgar pruebas seleccionadas de la lista tras archivar (Purge Selected Tests from List after Archiving)**, si lo desea. **Encubrir Id. (Cloak IDs)** permite ocultar información sensible del paciente.
4. Toque **ALMACENAR (ARCHIVE)** para archivar los archivos en una ubicación de almacenamiento.

Para obtener instrucciones detalladas, consulte el *Manual del operador del sistema GeneXpert con pantalla táctil* o las instrucciones de uso del ensayo.

Para obtener una versión traducida de esta guía, descárguela del CD incluido.

Asistencia técnica

Antes de ponerse en contacto con el servicio técnico de Cepheid, reúna la información siguiente:

- Nombre del producto
- Número de lote del cartucho y del reactivo
- Número de serie del sistema
- Mensajes de error
- Versión de software.

Presente un ticket de asistencia en línea: <http://www.cephheid.com/support>.

Estados Unidos

Teléfono: +1 888 838 3222
techsupport@cephheid.com

Francia

Teléfono: +33 563 825 319
support@cephheid.com



Guía de inicio rápido

Sistema GeneXpert® con pantalla táctil



302-5482-ES Rev. A Marzo de 2022

CORPORATE HEADQUARTERS EUROPEAN HEADQUARTERS www.Cepheidinternational.com

904 Caribbean Drive
Sunnyvale, CA 94089 USA

Vira Soleih
81470 Maurens-Scopont France

TOLL FREE +1.888.336.2743
PHONE +1.408.541.4191
FAX +1.408.541.4192

PHONE +33.563.82.53.00
FAX +33.563.82.53.01
EMAIL cephheid@cephheid.com

© 2022 Cepheid


1

Desembalaje, colocación y conexión

Coloque el instrumento sobre una superficie plana, nivelada y estable.

⚠ Evite colocar varios instrumentos juntos o cerca de la ventilación. Asegúrese de que haya una separación mínima de 5 cm (2 pulg.).


1. Conecte los cables de alimentación (1, 2 y 4).
2. Con cuidado, gire el conector plateado en el sentido de las agujas del reloj para conectar el cable de alimentación.
3. Conecte el cable de red azul (3) del instrumento al puerto "Red" ("Network") en la pantalla táctil.
4. Encienda el instrumento GeneXpert.
5. Encienda la pantalla táctil.



2

Iniciar sesión y cambiar el nombre del dispositivo

1. Deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de Windows e introduzca la contraseña predeterminada **cphd**.
2. El software Cepheid OS se inicia y solicita las tareas de administración de la base de datos. Toque **No**.
3. Toque **ADMIN** y, a continuación, **Configuración general (General Settings)**.
4. Toque **Editar (Edit)** y cambie el nombre del sistema. (Se recomienda introducir el nombre del sitio y el número de serie).
5. Seleccione **Iniciar sesión con ID del centro (Login with Institutional ID)** para habilitar el escaneo de ID.



3

Agregar usuarios administradores y básicos

Para agregar localmente:

1. Toque **ADMIN** y, a continuación, **USUARIOS (USERS)**.
2. Toque **Agregar usuario (Add User)**.
3. Defina un usuario administrador.
4. Haga clic en **Confirmar (Confirm)**.
5. Haga clic en **Agregar usuario (Add User)** varias veces para agregar más usuarios.



Para agregar usuarios dentro del Sistema de Gestión de Datos:

Consulte el manual del operador.

4

Establecer la configuración de bloqueo de CC

1. Toque **ADMIN** y, a continuación, **CONFIG. BLOQUEO DE CC (QC LOCKOUT SETTINGS)**.
2. Configure los ajustes de bloqueo de control de calidad según los requisitos de su centro.
3. Toque **Confirmar (Confirm)**.



5

Informe de calificación de la instalación


1. Una vez finalizada la instalación, toque **ADMIN** y, a continuación, **INFORMES (REPORTS)**.
2. Toque **CALIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN (INSTALLATION QUALIFICATION)** para generar, firmar y guardar un informe.



6

Salga de Cepheid OS e inicie sesión en Windows

1. Salga del software Cepheid OS.
2. Toque **Menú Usuario (User Menu) > Salir (Exit)**.



7

Ajuste de fecha, hora e idioma (si procede)

1. Toque y mantenga pulsado el icono Inicio (Start) de Windows y seleccione **Configuración (Settings)**.
2. Toque **Hora e Idioma (Time & Language)**.
3. Toque **Idioma (Language)** y, a continuación, **Agregar un idioma (Add a Language)**.
4. Seleccione **Idioma (Language)** y toque **Instalar (Install)**.
5. Seleccione **Fecha y Hora (Date & Time)**.
6. Seleccione su zona horaria.
7. Reinicie la pantalla táctil.

8

Conectar a la red

Hay dos opciones para conectarse a la intranet de su centro:

Wi-Fi

1. Inserte el adaptador Wi-Fi incluido en un puerto USB en la parte posterior de la pantalla táctil.
2. Seleccione una señal de Wi-Fi. Instale el controlador si es necesario.

Ethernet

1. Inserte un cable Ethernet al puerto de red de la parte posterior de la pantalla táctil.

