

Log Pemeliharaan GeneXpert® Infinity

Bulan dan Tahun:

Pemeliharaan Caturwulan Yang Dilakukan:

Pemeliharaan Tahunan Yang Dilakukan:

Nama Institusi

Nomor Seri Infinity

- Petunjuk: 1. Masukkan nama institusi Anda, Nomor Seri GeneXpert Infinity, Tanggal Pemeliharaan Tahunan Yang Dilakukan, Tanggal Pemeliharaan Caturwulan Yang Dilakukan, dan Bulan serta Tahun saat ini dalam bidang di atas.
2. Untuk setiap aktivitas pemeliharaan yang tercantum di bawah, centang kotak di bawah tanggal pada bulan dilakukannya aktivitas tersebut dan masukkan inisial Anda (maksimal 2 karakter) dalam baris paling bawah.
3. Simpan file setelah memasukkan data. Kami menyarankan untuk menyimpan satu file setiap bulan untuk catatan data aktivitas lengkap.

Pemeliharaan Mingguan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Membersihkan permukaan meja bilik, keyboard, dan monitor ¹																															
Pembersihan Cepat Ban Berjalan ¹																															
Melakukan Mematikan Sistem ²																															
Pemeliharaan Bulanan																															
Memvakum filter kipas belakang ¹																															
Mengarsipkan/Mengosongkan Ujj ^{2,3}																															
Pemeliharaan Caturwulan																															
Membersihkan Pemindai Bilik																															
Membersihkan Ban Berjalan ¹																															
Membersihkan Ceruk Kartrid dan Batang Plunger ¹																															
Membersihkan Permukaan Peralatan ¹																															
Mengganti atau Membersihkan Filter Kipas ¹																															
Pemeliharaan Tahunan																															
Memeriksa Kalibrasi Peralatan ⁴																															
Sesuai Kebutuhan																															
Mencetak Log Sistem dan Laporan Modul ¹																															
Mengosongkan/Mengganti Wadah Limbah ¹																															
Mencadangkan Basis Data ²																															
Membersihkan Permukaan Peralatan ¹																															
Memeriksa baterai keyboard dan mouse. Ganti sesuai kebutuhan ¹																															
Inisial Teknisi (Dua Huruf)																															

1. Lihat Bab 9 (Servis dan Pemeliharaan) di Panduan Operator untuk prosedur terperinci.
2. Lihat Bab 5 (Petunjuk Pengoperasian) di Panduan Operator untuk prosedur terperinci.

3. Frekuensi pengelolaan data dan lokasi penyimpanan data dapat ditentukan oleh masing-masing laboratorium.
4. Pemeriksaan kalibrasi harus dilakukan oleh Teknisi Servis Lapangan Cepheid atau pelanggan.