

Registro di manutenzione di GeneXpert® Infinity

Mese e anno:

Manutenzione trimestrale eseguita il:

Manutenzione annuale eseguita il:

Nome istituto

Numero di serie Infinity

- Istruzioni: 1. Immettere nei campi qui sopra il nome dell'istituto, il numero di serie di GeneXpert Infinity, la data in cui sono state eseguite la manutenzione annuale e la manutenzione trimestrale e il mese e l'anno correnti.
 2. Per ciascuna delle attività di manutenzione elencate sotto, spuntare la casella o le caselle corrispondenti al giorno del mese in cui le attività sono state svolte e inserire le proprie iniziali (massimo 2 caratteri) nella riga in fondo.
 3. Dopo aver inserito i dati, salvare il file. Si raccomanda di salvare un file ogni mese per ottenere una registrazione completa delle attività.

| Manutenzione settimanale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Pulire la tastiera, il monitor e la superficie del tavolo del chiosco multimediale ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pulire rapidamente il nastro trasportatore ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chiudere il sistema ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manutenzione mensile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pulire i filtri delle ventole posteriori con l'aspirapolvere ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Archiviare/eliminare i test ^{2,3} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mantenzione trimestrale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pulire il lettore del chiosco multimediale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pulire il nastro trasportatore ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pulire gli alloggiamenti delle cartucce e le aste degli stantuffi ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pulire le superfici dello strumento ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sostituire o pulire i filtri delle ventole ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manutenzione annuale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verificare la calibrazione dello strumento ⁴ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A seconda delle necessità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stampare il rapporto del registro di sistema ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svuotare/sostituire il contenitore dei rifiuti ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eseguire il back-up del database ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pulire le superfici dello strumento ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Controllare le batterie della tastiera e del mouse. Sostituire secondo necessità ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iniziali del tecnico (due lettere) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. Per la procedura dettagliata, consultare il Capitolo 9 (Servizio di assistenza e manutenzione) del manuale dell'operatore.
 2. Per la procedura dettagliata, consultare il Capitolo 5 (Istruzioni di funzionamento) del manuale dell'operatore.

3. La frequenza di gestione dei dati e il luogo di memorizzazione dei dati possono essere determinati dal singolo laboratorio.
 4. Verifica della calibrazione a cura del cliente o di un tecnico del servizio di assistenza in sede di Cepheid.

Le presenti costituiscono le raccomandazioni minime essenziali per la pulizia. La struttura sanitaria di appartenenza può richiedere l'esecuzione di alcune operazioni di manutenzione con maggiore frequenza.

Riferimento: Manuale dell'operatore di GeneXpert Infinity (Cod. prod. 302-8483-IT, Rev. B)



302-8538-IT Rev. B giugno 2023