

Registo de manutenção do GeneXpert® Infinity

Mês e ano:

Manutenção trimestral efetuada:

Manutenção anual efetuada:

Nome da instituição

Números de série do Infinity

- Instruções: 1. Introduza nos campos em cima: o número de série do GeneXpert Infinity, a data em que foi efetuada a manutenção anual, a data em que foi efetuada a manutenção trimestral e o mês e ano atual.
 2. Para cada atividade de manutenção abaixo, marque a(s) caixa(s) sob o dia do mês em que as atividades foram executadas e introduza as suas iniciais (máximo de 2 caracteres) na linha abaixo.
 3. Guarde o ficheiro depois de introduzir a data. Recomenda-se guardar um ficheiro a cada mês para um registo completo das atividades.

Manutenção semanal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Limpar o topo da mesa do quiosque, o teclado e o monitor ¹																																	
Efetuar a limpeza rápida do tapete rolante ¹																																	
Efetuar o encerramento do sistema ²																																	
Manutenção mensal																																	
Aspirar os filtros da ventoinha traseira ¹																																	
Arquivar/purgar testes ^{2,3}																																	
Manutenção trimestral																																	
Limpar o leitor do quiosque																																	
Limpar o tapete rolante ¹																																	
Limpar os compartimentos dos cartuchos e as hastas dos êmbolos ¹																																	
Limpar as superfícies do instrumento ¹																																	
Substituir ou limpar os filtros das ventoinhas ¹																																	
Manutenção anual																																	
Verificar a calibração do instrumento ⁴																																	
Conforme necessário																																	
Imprimir o registo do sistema e os relatórios do módulo ¹																																	
Esvaziar/substituir recipiente de resíduos ¹																																	
Efetuar uma cópia de segurança da base de dados ²																																	
Limpar as superfícies do instrumento ¹																																	
Verificar a bateria do teclado e rato. Substituir conforme necessário ¹																																	
Iniciais do técnico (duas letras)																																	

1. Consulte o procedimento detalhado no Capítulo 9 (Assistência e manutenção) do manual do utilizador.

2. Consulte o procedimento detalhado no Capítulo 5 (Instruções de funcionamento) do manual do utilizador.

3. A frequência de gestão de dados e a localização de armazenamento de dados podem ser determinadas por cada laboratório.

4. Verificação da calibração a ser realizada pelo engenheiro de assistência no local da Cepheid ou pelo cliente.

NOTA: Estas são recomendações mínimas quanto à limpeza. A sua instituição pode exigir que a manutenção seja efetuada com maior frequência.

Referência: Manual do utilizador do GeneXpert Infinity (P/N 302-8483-PT, Rev. B)